

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОХТИ
название подразделения


подпись

/Мирошніченко И.В. /
Фамилия И.О.

« » 2021 г

Техническое задание
на оказание услуг

Предмет закупки: диагностика, ремонт и поверка хроматографа жидкостного
Prominence из состава хромато-масс-спектрометра «LCMS-2020»
наименование услуги

Разработал ведущий инженер группы 524:
должность


подпись

/Фильчаков И.Ф./
Фамилия И.О.

«03» февраля 2021 г.

2021 г.
Сосновый Бор.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП2,

Код	Вид услуги
33.13.1	Услуги по ремонту, поверке и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования
71.12.40.120	Услуги по испытаниям, поверке и калибровке средств измерения

РАЗДЕЛ 1 НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Диагностика, ремонт и поверка хроматографа жидкостного Prominence (зав. № L20135274881US) из состава хромато-масс-спектрометра Shimadzu «LCMS-2020», инв. №44744.

РАЗДЕЛ 2 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

*-диагностика неисправностей хроматографа;
- проведение ремонта по результатам диагностики хроматографа;
- в ходе выполнения работ перед передачей Заказчику должно быть проведено полное обслуживание и поверка хроматографа.*

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Диагностика, ремонт и поверка хроматографа должны проводиться организацией, специализирующейся на данном виде работ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обязан надлежащим образом выполнить услуги качественно и в указанные сроки.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Срок гарантии на работу анализатора после ремонта - 6 мес.

Подраздел 3.4 Специальные требования

Запчасти для ремонта анализатора поставляются за счет поставщика услуг.

РАЗДЕЛ 4 РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

В результате проведения диагностики неисправностей, ремонта и поверки хроматографа предъявляются следующие документы:

- акт диагностики хроматографа;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг;
- свидетельство о первичной поверке;
- счет-фактуру.

Метрологические документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510 (приложение №1, №1а, №2), финансовые документы должны соответствовать требованиям ст.168,169 НК РФ и постановления Правительства РФ №981 от 19.08.2017 г.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Диагностика неисправностей и ремонт хроматографа должны быть выполнены не позднее июня 2021 г.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)






Заказчику должны быть переданы:

- акт диагностики хроматографа;
- документы, подтверждающие устранение выявленных неисправностей с результатами измерений шума нулевой линии;
- свидетельство о поверке на бумажном носителе;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг с гарантийными обязательствами.

Раздел 5 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Извещение о непригодности к применению хроматографа.	4

Приложение 1. Извещение о непригодности к использованию.

	Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (ФБУ «Тест-С.-Петербург»)	 ОСНОВАН В 1900 г.
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311483 от 29.12.2015 г.		
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ № 17-17112		
Средство измерений (эталон) <u>Хроматограф жидкостный Prominence,</u> <small>наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений</small> <u>№ 19419-10 (в составе с детектором SPD-M20A)</u>		
серия и номер знака предыдущей поверки <u>079057707</u> <small>(если такие серия и номер имеются)</small>		
заводской номер (номера) <u>L20135274881US</u>		
поверено в соответствии с <u>методикой поверки "Хроматографы жидкостные/ионные"</u> <small>наименование документа, на основании которого выполнена поверка</small> <u>LC-10Avr, LC-2010, PIA-1000, Prominence"</u>		
<p>и на основании результатов <u>первичной (периодической)</u> поверки признано (признан) не соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и не пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.</p> <p>Причины непригодности <u>Шум нулевой линии превышает значение указанное в</u> <u>описании типа</u></p>		
<div style="text-align: center;"></div>		
И. о. начальника отдела 436 <small>должность</small>	 <small>Подпись</small>	В.Б. Бакулин <small>Инициалы, фамилия</small>
Поверитель	 <small>Подпись</small>	Е.В. Минаков <small>Инициалы, фамилия</small>
"23" ноября 2017 г.		
